



通透剂(Triton X-100, 强)

货号: P1080

规格: 100mL/500mL

保存: 2-8°C 保存, 一年有效。-20°C 可以长期保存。

产品简介:

本通透剂可以用于免疫染色等多种原位检测时细胞样品、冰冻或石蜡切片的通透处理, 有助于暴露抗原、核酸等作用靶点, 使抗体、探针或标记物等更容易进入细胞内, 从而确保染色等的检测效果。本产品为即用型工作液, 可以直接使用, 无需稀释。

本产品通透能力较强, 推荐用于各种常规的免疫荧光、免疫组化、免疫细胞化学、流式检测等中细胞的通透。对于需要检测细胞膜蛋白的情况可以使用通透剂(Saponin)。

使用说明 (仅供参考):

1、对于切片样本, 在固定、洗涤结束后, 每样滴加通透剂(Triton X-100, 强)覆盖住样本, 也可以在染色缸中完全浸没进行通透。对于细胞样品, 在固定、洗涤结束后, 按照六孔板每孔加入 1 毫升通透剂(Triton X-100, 强), 其它多孔板参考该比例加入。

2、通常在通透剂(Triton X-100, 强)中室温孵育 5-10 分钟, 即可完成通透。对于较难通透的样品或者要求通透特别充分的情况, 可以在通透剂(Triton X-100, 强)中室温孵育 10-30 分钟。